

## PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, UTILICE INSTRUMENTAL DE CONFIANZA

\*Consulte por precio y disponibilidad.

|  |   |
|--|---|
| <br> | <b>GUANTES PLÁSTICOS (pack por 100 unidades)</b><br>Guantes de plástico para inseminación, tacto, maniobras obstétricas, necropsias, etc.<br>Largo: 90cm.<br>Desechables.   |
| <br> | <b>VAINAS PARA PAJUELAS MINITUBE (pack por 50 unidades)</b><br>Extremo perfectamente redondeado para una canalización fácil por el cérvix.<br>Adaptador de forma cónica para un perfecto asiento de la pajuela - No hay pérdida de semen.<br>Control óptimo del vaciado de la pajuela después de la inseminación a través del adaptador de colores. |
|   | <b>CORTADOR DE PAJUELAS MINITUBE</b><br>Forma ergonómica.<br>Corte preciso de pajuelas de 0,25 ml y 0,5 ml.<br>Fácil de mantener limpio.  |
|   | <b>PINZA ACERO INOXIDABLE</b><br>Calidad Profesional.<br>Largo 20cm.  |
|   | <b>TERMÓMETRO 30/40</b><br>Posee una escala de temperatura, de entre los 30 y 40 grados, para controlarla al momento de la descongelación de semen.   |
|   | <b>TERMÓMETRO TARJETA</b><br>Soporte de PVC.<br>No se rompe ante el impacto.<br>Números grandes y legibles.   |

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>PISTOLA DE IA UNIVERSAL</b></p> <p>Adecuada para pajuelas de 0,25 y 0,50.<br/>Fijación y liberación de vainas muy sencilla, simplemente presionando un botón.<br/>De fácil limpieza, el mango consiste de una sola pieza. Resiste altas temperaturas de esterilización.</p>   |
|    | <p><b>PISTOLA QUICKLOCK CLASICA (MINITUBE)</b></p> <p>Injector con el tamaño más conveniente del mercado, sólo se requiere de 1 cm de largo de la vaina para su fijación. Universal, adecuado para pajuelas de 0,25 y 0,50.<br/>De fácil limpieza: El mango consiste de una sola pieza. Resiste altas temperaturas de esterilización.<br/>Trabajo confortable gracias al diseño ergonómico.</p> |
|   | <p><b>TERMO DESCONGELAR PLÁSTICO</b></p> <p>Se debe colocar el agua a una temperatura entre los 35° y 37° C. por un tiempo de 40 segundos aprox.<br/>Es importante controlar la temperatura para que este siempre óptima al momento de descongelar.</p>   |
|  | <p><b>TERMO DESCONGELADOR CITO 12- 220 VOLT</b></p> <p><u>NUEVO MODELO</u>, termómetro digital incorporado.<br/>Incluye cable adaptador y transformador 12- 220 volt.</p>   |
|  | <p><b>TERMO DESCONGELAR CITO 12 VOLTS</b></p> <p>Fabricado de plástico no corrosivo.<br/>Fácil de transportar.<br/>En caso de ser necesario, se debe adquirir junto con el transformador de energía (ver abajo).</p>  |
|  | <p><b>TRANSFORMADOR 220 a 12v. 5amp.</b></p> <p>Transformador para Thermo Descongelo CITO 12 Vol.</p>   |

|   | <h2>TERMOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</h2> <table><tr><th>Marca</th><th>Modelo</th><th>Capacidad</th><th>Cuello</th><th>Autonomia Estática</th><th>Nº Dosis 0,25cc a granel</th><th>Nº Dosis 0,25cc encañadas</th><th>Peso lleno</th><th>Canastillos Diam x Alt</th></tr><tr><td>MVE</td><td>11/07-6c</td><td>11 Lts.</td><td>55 mm</td><td>43 días</td><td>1980</td><td>1080</td><td>17 kg</td><td>38 x 279 mm</td></tr><tr><td>MVE</td><td>SC 20-20</td><td>20 Lts.</td><td>54 mm</td><td>140 días</td><td>2400</td><td>1320</td><td>27 kg</td><td>41 x 279 mm</td></tr><tr><td>MVE</td><td>47/11-10c.</td><td>47 Lts.</td><td>127 mm</td><td>76 días</td><td>18400</td><td>9000</td><td>57 kg</td><td>102 x 279 mm</td></tr></table> | Marca     | Modelo | Capacidad          | Cuello                   | Autonomia Estática        | Nº Dosis 0,25cc a granel | Nº Dosis 0,25cc encañadas | Peso lleno | Canastillos Diam x Alt | MVE | 11/07-6c | 11 Lts. | 55 mm | 43 días | 1980 | 1080 | 17 kg | 38 x 279 mm | MVE | SC 20-20 | 20 Lts. | 54 mm | 140 días | 2400 | 1320 | 27 kg | 41 x 279 mm | MVE | 47/11-10c. | 47 Lts. | 127 mm | 76 días | 18400 | 9000 | 57 kg | 102 x 279 mm |
|--|---|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-----|----------|---------|-------|---------|------|------|-------|-------------|-----|----------|---------|-------|----------|------|------|-------|-------------|-----|------------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------------|
| Marca  | Modelo  | Capacidad | Cuello | Autonomia Estática | Nº Dosis 0,25cc a granel | Nº Dosis 0,25cc encañadas | Peso lleno               | Canastillos Diam x Alt    |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
| MVE  | 11/07-6c  | 11 Lts.   | 55 mm  | 43 días            | 1980                     | 1080                      | 17 kg                    | 38 x 279 mm               |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
| MVE  | SC 20-20  | 20 Lts.   | 54 mm  | 140 días           | 2400                     | 1320                      | 27 kg                    | 41 x 279 mm               |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
| MVE  | 47/11-10c.  | 47 Lts.   | 127 mm | 76 días            | 18400                    | 9000                      | 57 kg                    | 102 x 279 mm              |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
|   | <h2>FUNDA PARA TERMO</h2> <p>Funda protectora para evitar el desgaste del termo en su exterior.<br/>Contiene bolsillo frontal, para transportar papeles junto con el termo.<br/>Hecho de lona, con interior recubierto contra golpes.</p>   |           |        |                    |                          |                           |                          |                           |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
|    | <h2>ETIQUETAS FASCO (pack por 50 unidades)</h2> <p>Etiquetas autoadhesivas prácticas para la detección de celo.<br/>No necesitan control diario.<br/>Desechables.</p>   |           |        |                    |                          |                           |                          |                           |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
| <br> | <h2>PINTURA RUST OLEUM</h2> <p>Pintura en aerosol para detección de celo.<br/>Variedad de colores flúo: amarillo- verde- rosa- naranja.<br/>Fácil aplicación, con pico invertido.</p>   |           |        |                    |                          |                           |                          |                           |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |
|   | <h2>CELOTEST</h2> <p>Pintura para detección de celo.<br/>Se aplica directamente del frasco, con el dosificador incluido.<br/>Variedad de colores: rojo- verde- amarillo- azul.</p>  |           |        |                    |                          |                           |                          |                           |            |                        |     |          |         |       |         |      |      |       |             |     |          |         |       |          |      |      |       |             |     |            |         |        |         |       |      |       |              |